

Of - Vesterlyng

SERVICE FORMULAR TIL – Hjertestarter ZOLL AED plus

Hjertestarteren er købt af Siegfried Feuchter i 2018.

I September 2021 er hjertestarteren udlånt til OF Vesterlyng på ubestemt tid.

Hjertestarteren's batterier og elektroder (med gel) skal udskiftes hvert 5 år.

Model info: Producent Zoll model AED Plus

Serie nr.: (21) X17E920837

Udløbsdato elektroder: 04-06-2028

TJEK STATUS

En statusindikator på fronten af hjertestarteren (øverst højre hjørne) viser, om hjertestarteren er klar til brug. Det anbefales at kontrollere denne statusindikator periodevis. **Et grønt flue ben V** Så er den klar til brug - et **rødt X** så skal **bateri / elektroder skiftes**

LOG BOG:

Dato	Udskiftet batterier	Udskiftet elektroder	HVEM
Dec - 2020	X		Siegfried
27. Maj 2023	X	X	Ole